



БИОМЫШЬ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ



http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/bi mouse_personal

Наименование	БИОМЫШЬ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
Обозначение	КПФ-01с
АППАРАТУРА	
Дизайн	Компьютерная мышь среднего/большого размера. Датчик пульса расположен на боковой поверхности, имеющей анатомическую форму для точного расположения большого пальца руки над датчиком. Различные цветовые решения.
Размер	116 x 60 x 35 мм
Функции компьютерной мыши	Трехкнопочная оптическая мышь с датчиком высокого разрешения (800 dpi), с колесом прокрутки и с интерфейсом USB 1.1.
Датчик пульса	Инфракрасная оптическая пара на боковой поверхности корпуса мыши.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Автоматизированная оценка функционального состояния	Да
Текстовое заключение в доступной форме	Да
Поддерживаемые языки	Русский, английский. Другие по заказу.*
Много пользователей	Да
Печать отчетов	Да
Работа в Интернете	Ожидается.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА	
Центральный процессор	x86-совместимый или x86-64-совместимый. Тактовая частота 1000 МГц или выше.
Объем ОЗУ	Не менее рекомендуемого объема для используемой операционной системы.
Свободное место на диске	Для установки — до 100 Мб в зависимости от конфигурации ОС. Для хранения результатов — дополнительно.
Оптический привод	Для установки — оптический привод, подходящий для чтения CD-ROM дисков.
Порты	Один свободный USB 1.1 или 2.0
Экран	Минимум: разрешение не менее 800x600 точек, 16-битный цвет. Рекомендуется: разрешение не менее 1024x768 точек, 32-битный цвет.
Поддерживаемые ОС	Windows 2000 и выше. Ожидается поддержка популярных дистрибутивов Linux.

* Свяжитесь с нами для получения информации о заказе БиоМыши Индивидуальной на других языках.

Ценовая информация доступна по адресу: http://www.neurolab.ru/shared/documents/bi mouse_products_rus.pdf

